

Un Conseiller à votre Service

Nos conseillers sont à votre écoute pour
répondre à vos questions en hygiène.



Vous pouvez également consulter
notre site Internet

www.drweigert.com



Dental

 **DR. WEIGERT**



 **DR. WEIGERT**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy
Ch De Gaulle Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
Fax: +33-1-48 67 29 14
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel.: +43-1-99460 6275
Fax: +43-1-99460 5370
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 18
PL-03-906 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
Faks: +48-22-617 81 21
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert Hungaria Kft.
Hunyadi János ut. 16
H-1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
Fax: +36-1-239 09 23
info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14
NL-9404 RK Assen
Tel.: +031-592-31 93 93
Fax: +031-592-31 01 17
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd
Walling Court, Orbital Plaza,
Walling Street, Cannock
WS11 0EL
United Kingdom
Phone: +44 (0)1543 404 633
Fax: +44 (0)1543 404 601
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.co.uk

Dr. Weigert Espana
Edificio Cuzco IV
Paseo de la Castellana 141,
Planta 8
28046 - Madrid
Espana
Telefono: +34 91 572 65 77
Fax: +34 91 572 66 59
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.com

F-1054/01-09 © Dr. Weigert, Hamburg

Lavage et désinfection des instruments dentaires

La gamme




Traitement en machine des instruments dentaires





Traitement manuel des instruments dentaires





Traitement en machine

	neodisher® FA Dental Détergent liquide, alcalin	Pour un nettoyage en machine tout en respectant le matériel.	Conditionnement Bidon 5 l	N° Article 4124 33
	neodisher® MA Dental Détergent poudre, alcalin	Pour un nettoyage en machine tout en respectant le matériel.	Conditionnement Seau 10 kg Flacon 12 x 1 kg	N° Article 4113 76 4113 87
	neodisher® MediClean Dental Détergent liquide enzymatique, faiblement alcalin	Recommandé pour les souillures de sang et d'albumine. Il est particulièrement respectueux du matériel et est adapté pour le lavage en machine ou manuel des instruments dentaires et le lavage en machine des pièces à main et contre-angle.	Conditionnement Bidon 5 l Flacon 12 x 1 l	N° Article 4053 33 4053 87

Neutralisation



	neodisher® N Dental Neutralisant liquide	Pour une utilisation en machine ou pour une rénovation des instruments en bain de trempage. Avec de l'acide phosphorique, sans tensioactifs.	Conditionnement Bidon 5 l Flacon 12 x 1 l	N° Article 4118 33 4118 87
	neodisher® Z Dental Neutralisant liquide	Particulièrement recommandé pour le traitement en machine des pièces à main et contre-angle. Sans phosphates.	Conditionnement Bidon 5 l Flacon 12 x 1 l	N° Article 4055 33 4055 87

Rinçage


	neodisher® Mielclear Liquide de rinçage	Pour un séchage rapide et sans trace des instruments et ustensiles dentaires lors du traitement en machine. Protège contre la corrosion. A doser dans la dernière eau de rinçage.	Conditionnement Flacon 12 x 1 l	N° Article 4119 49
	neodisher® MediKlar Dental Liquide de rinçage et activateur de séchage	Pour un séchage optimal des instruments et des ustensiles dentaires lors d'un traitement en machine. A doser dans la dernière eau de rinçage.	Conditionnement Flacon 12 x 1 l	N° Article 4776 49

Avant l'utilisation, bien lire les conditions d'utilisation, compatibilités avec les matériels et les recommandations des fiches techniques. Celles-ci sont disponibles sur www.drweiger.com - rubrique: service.


Prédésinfection

	neodisher® Septo PreClean Détergent et prédésinfectant liquide	Pour le lavage et la désinfection manuel avant le traitement en machine, ainsi que pour la prédésinfection pendant de longues périodes (par exemple pendant une nuit ou un weekend). Ne fixe pas les protéines. Sans aldéhydes et sans ammoniums quaternaires.	Conditionnement Bidon 5 l Flacon 10 x 1 l	N° Article 4503 35 4503 45
	neodisher® LM2 Détergent liquide	Bactéricide, fongicide, tuberculocide et partiellement virucide.		



Lavage manuel

	neodisher® LM2 Détergent liquide	Recommandé pour éliminer les souillures résistantes comme le ciment dentaire. Utilisation en bain de trempage ou à ultra-sons. Ce produit est compatible avec l'acier inoxydable et les instruments chromés.	Conditionnement Bidon 10 l Flacon 10 x 1 l	N° Article 4403 30 4403 45
---	--	--	--	----------------------------------

Entretien des instruments

	neodisher® IP Spray Produit d'entretien en spray Sans chlorofluorocarbone	Recommandé pour les instruments articulés. Ce produit à base d'huile de paraffine ne provoque pas de dépôt et il est sans risque toxicologique.	Conditionnement Spray 12 x 400 ml	N° Article 4304 90
---	--	---	--------------------------------------	-----------------------

Désinfection de surfaces

	neodisher® MED Spray Spray désinfectant à base d'alcool.	Pour les surfaces des dispositifs médicaux.	Conditionnement Bidon 10 l Flacon 12 x 0,75l	N° Article 4502 30 4502 47
	neodisher® MED Spray Bactéricide, fongicide, tuberculocide et partiellement virucide.			

Avant l'utilisation, bien lire les conditions d'utilisation, compatibilités avec les matériels et les recommandations des fiches techniques. Celles-ci sont disponibles sur www.drweiger.com - rubrique: service.